

Anticorpo Monoclonale Anti-Vegfr2/Cd309 Per Fc - P35968

Numero articolo: CM0008114



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fluorescente () contro VEGFR2/CD309 (KDR/FLK1) umano, validato per citometria a flusso (FC). Rileva il recettore tirosina chinasi coinvolto nell'angiogenesi e nello sviluppo vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human VEGFR2/CD309 mAb
Note/Alias	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3791
ID gene	3791
Immunogeno	Proteina ricombinante di VEGFR2/CD309 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P35968
Peso proteico	152kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio