

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Vegfr2/Kdr/Flk-1/Cd309 Per Wb Ed Elisa - P35918

Numero articolo: CM0022151

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309. Convalidato per Western Blot ed ELISA con campioni di topo. Bersaglia il recettore 2 del fattore di crescita dell'endotelio vascolare, fondamentale per la ricerca sull'angiogenesi. Reagente di alta qualità per lo studio dell'angiogenesi, dello sviluppo vascolare e delle vie di segnalazione del VEGFR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309 Rabbit pAb
Note/Alias	orv; Flk1; Ly73; Flk-1; Krd-1; VEGFR2; VEGFR-2; sVEGFR-2; 6130401C07; VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	3791
ID Gene	16542
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-762 di VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309 di topo (NP_034742.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P35918
Peso proteico	150kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio