


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Vegfr3/Flt4 Per Wb Ed Elisa - P35916

Numero articolo: CM0016123



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro VEGFR3/FLT4 umano, validato per WB ed ELISA. Riconosce un peptide sintetico compreso tra gli amminoacidi 1230-1329. Adatto per la ricerca sulla linfangiogenesi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VEGFR3/FLT4 Rabbit pAb
Note/Alias	PCL; CHTD7; FLT-4; FLT41; LMPH1A; LMPHM1; VEGFR3; VEGFR-3; VEGFR3/FLT4
Specie	Umano
ID gene (umano)	2324
ID gene	2324
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1230-1329 di VEGFR3/FLT4 umano (NP_891555.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P35916
Peso della proteina	153 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante con ghiaccio