

Anticorpo Policlonale Anti-Ventx Per Wb, Elisa - 095231

Numero articolo: CM0026937

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro VENTX umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la biologia dello sviluppo e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VENTX Rabbit pAb
Note/Alias	NA88A, HPX42B, VENTX2, VENTX
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	27287
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-258 di VENTX umano (NP_055283.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95231
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio