

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Veph1 Per Wb, Elisa - Q14D04

Numero articolo: CM0031080

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio VEPH1 validato per WB, ELISA. Reagisce con VEPH1 umano e murino, una proteina di membrana che inibisce le vie di segnalazione TGF-beta, FOXO, Hippo e Wnt. Ideale per la ricerca IVD e forniture all'ingrosso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VEPH1 Rabbit pAb
Note/Alias	MELT; VEPH; VEPH1
Specie	Umano
GeneID (umano)	79674
GeneID	79674
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 448-547 di VEPH1 umano (NP_078897.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q14D04
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio