

Anticorpo Monoclonale Anti-Versican Per Wb, Elisa - P13611

Numero articolo: CM0002539

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Versican umano (CSPG2). Adatto per WB ed ELISA; cross-reagisce con umano e topo. Immunogeno ricombinante mappato sugli aa 3200-3396. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Versican Rabbit mAb
Note/Alias	WGN; ERVR; GHAP; PG-M; WGN1; CSPG2; Versican
Specie	Umano
GeneID	1462
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 3200-3396 del Versican umano (P13611)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse
SWISS	P13611
Peso Proteico	373kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio