

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Versican Per Wb, If-P, Elisa - P13611

Numero articolo: CM0022046

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Versican validato per WB, IF-P e ELISA. Rileva la versicana umana, di topo e di ratto (373 kDa). Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare, la motilità cellulare e la differenziazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Versican Rabbit pAb
Note/Alias	WGN; ERVR; GHAP; PG-M; WGN1; CSPG2; Versican
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	1462
GenelD	1462
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1400-1586 della Versican umana (NP_004376.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P13611
Peso proteico	373kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio