

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Vgll3 Per Wb E Elisa - A8Mv65

Numero articolo: CM0016183

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia il cofattore di trascrizione umano VGLL3. Convalidato per Western blot (WB) e ELISA, con reattività verso il ratto. Ideale per studi sulla regolazione genica placentare e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                |
|-----------------------|-----------------------|
| Nome prodotto         | VGLL3 Rabbit pAb      |
| Annotazioni/Alias     | VGL3; VGL-3; VGLL3    |
| Specie                | Uomo                  |
| GeneID (Uomo)         | 389136                |
| GeneID                | 389136                |
| Immunogeno            | Peptide sintetico     |
| Provenienza           | Coniglio              |
| Categoria             | Anticorpi policlonali |
| Applicazione          | WB, ELISA             |
| Reattività incrociata | Ratto                 |
| SWISS                 | A8MV65                |
| Peso proteico         | 36kDa                 |
| Spedizione            | Sacco di ghiaccio     |