


Anticorpo Policlonale Anti-Vgll4 Per Wb, Elisa - Q14135

Numero articolo: CM0020815



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al Vgll4 umano, adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare la regolazione trascrizionale e i meccanismi dei coattivatori nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Vgll4 Rabbit pAb
Note/Alias	VGL-4; Vgll4
Specie	Umano
ID Gene	9686 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 96-296 del Vgll4 umano (NP_001121691.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q14135
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio