


Anticorpo Policlonale Anti-Vgll4 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q80V24

Numero articolo: CM0019211



introduzione

Anticorpo policlonale anti-Vgll4 di coniglio validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sul cofattore di trascrizione Vgll4. Immunogeno ricombinante (aa 1-287).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Vgll4 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	VGL-4, Vgll4
Specie	Topo
GeneID (Umano)	9686
GeneID (Topo)	232334
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-287 di Vgll4 di topo (NP_808351.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q80V24
Peso proteico	31 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio