

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Vglut1 Per Wb, If-P, Elisa - Q9P2U7

Numero articolo: CM0020903

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-VGLUT1 per applicazioni WB, IF-P, ELISA. Convalidato per uomo, topo, ratto. Bersaglia il trasportatore vesicolare del glutammato 1 (SLC17A7) per la ricerca nelle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VGLUT1 Rabbit pAb
Note/Alias	BNPI; VGLUT1; SLC17A7
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	57030
GenelD	57030
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di VGLUT1 umano (NP_064705.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9P2U7
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio