

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Vglut2 Per Wb, If/Icc, Ihc-P Ed Elisa - Q9P2U8

Numero articolo: CM0009910

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro VGLUT2 umano. Validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA su tessuti umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio del trasporto del glutammato nelle vescicole sinaptiche e nei neuroni eccitatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VGLUT2 Coniglio mAb
Note/Alias	DNPI; VGLUT2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57084
GeneID	57084
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 483-582 di VGLUT2 umano (NP_065079.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9P2U8
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio