


Anti-Vhl Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40337

Numero articolo: CM0022103



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina soppressore del tumore umana VHL. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per studi sulla ubiquitinazione e sulla via HIF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VHL Coniglio pAb
Note/Alias	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; VHL
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7428
Gene ID	7428
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del VHL umano (NP_937799.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P40337
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio