


Anticorpo Policlonale Con Anti-Vhl Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40337

Numero articolo: CM0017122



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a VHL (pVHL, RCA1). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla via HIF e sulla soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VHL Rabbit pAb
Note/Alias	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; VHL
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7428
GeneID	7428
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 87-186 del VHL umano (NP_000542.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P40337
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio