

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Biii-Tubulina Per Wb, If, Ihc-P, Elisa - Q13509

Numero articolo: CM0003139



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la β III-Tubulina umana (TUBB3), validato per WB, IF, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca in neuroscienze e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio Anti- β III-Tubulina
Note/Alias	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; β III-Tubulina
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10381
GeneID	10381
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q13509
Peso Proteico	50 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio