

Anticorpo Monoclonale Anti-Biii-Tubulina (Tubb3) Per Wb, Ip, If, Ihc, Elisa - Q13509

Numero articolo: CM0007312



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti- β III-Tubulina validato KO per WB, IP, IF, IHC, ELISA. Reagisce con incroci con umano e topo. Ideale per studi sulla guida degli assoni e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] mAb coniglio β III-Tubulina
Osservazioni/Alias	CDCBM, FEOM3, TUBB4, CDCBM1, CFEOM3, beta-4, CFEOM3A, catena Tubulina beta-3, catena Tubulina beta-4, Tubulina beta-III
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10381
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 351-450 della β III-Tubulina (NP_006077.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q13509
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio