

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-βIII-Tubulina (Tubb3) Per Wb E Elisa - Q13509

Numero articolo: CM0022127



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-βIII-Tubulina convalidato per WB e ELISA su campioni umani, di topo e ratto. Ideale per studi su dinamica dei microtubuli, sviluppo neuronale e marcatori tumorali. 50kDa - Q13509.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	βIII-Tubulina Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; βIII-Tubulina
Specie	Umana
GenelD (umana)	10381
GenelD	10381
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 40-260 della βIII-Tubulina/β3-Tubulina umana (NP_006077.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13509
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio