

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Villin-1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09327

Numero articolo: CM0006757



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Villin-1 umano, validato per applicazioni WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per lo studio della dinamica dell'actina, della biologia delle cellule epiteliali e della struttura dei microvilli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Villin1 Coniglio mAb
Note/Alias	VIL; D2S1471; Villin1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7429
GeneID	7429
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-827 del Villin1 umano (NP_009058.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P09327
Peso Proteico	93kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio