

Anticorpo Policlonale Anti-Proteina Simile A Villina (Vill) Per Wb, If/Icc, Elisa - O15195

Numero articolo: CM0014913

introduzione

CamelBio offre VILL pAb di Coniglio, un anticorpo policlonale validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con la proteina simile a villina umana, murina e ratto, un potenziale soppressore tumorale. Ideale per la ricerca sul cancro e studi sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VILL pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	VILL
Specie	Umano
GeneID (umano)	50853
GeneID	50853
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 637-856 di VILL umana (NP_056957.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O15195
Peso Proteico	96kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio