

Anticorpo Monoclonale Anti-Villin Per Wb, Ihc-P, Elisa - P09327

Numero articolo: CM0004774



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro la Villin-1 umana per Western blot, immunoistochimica ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto, adatto per lo studio del citoscheletro di actina nell'epitelio intestinale e renale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Villin Coniglio
Note/Alias	VIL; D2S1471; Villin
Specie	Umano
ID Gene	7429
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-827 della Villin1 umana (NP_009058.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09327
Peso Proteico	93kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio