

Anticorpo Monoclonale Anti-Villin1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P09327

Numero articolo: CM0003177



introduzione

Anticorpo monoclonale contro Villin1 (VIL; D2S1471) validato per Western blot, immunohistochemistry (paraffina), e ELISA. Cross-reattività con umano, topo e ratto. Adatto per lo studio della funzione delle proteine leganti l'actina, la formazione dei microvilli e la biologia delle cellule epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Villin1 Mouse mAb
Note/Alias	VIL; D2S1471; Villin1
Specie	Umano
GeneID	7429
Immunogeno	Proteina ricombinante di Villin1 umano
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09327
Peso Proteico	93kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio