


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Vimentina (Fosfo S83) Per Wb Ed Elisa - P08670

Numero articolo: CM0001012



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico contro la vimentina in S83, validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca su cellule mesenchimali, citoscheletro e migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Fosfo-Vimentina-S83
Osservazioni/Alias	VIM; CTRCT30; HEL113; vimentina; Fosfo-Vimentina-S83
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7431
GeneID	7431
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide fosforilato sintetico intorno a S83 della VIM umana (NP_003371.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08670
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio