


Anticorpo Policlonale Anti-Vimentina Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08670

Numero articolo: CM0030107



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la Vimentina umana, di topo e di ratto, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce la proteina del filamento intermedio di 54 kDa coinvolta nella migrazione cellulare, nel supporto strutturale e nell'integrità tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Vimentina Rabbit pAb
Note/Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; vimentina
Specie	Umana
ID genico (Uomo)	7431
ID genico	7431
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della Vimentina umana (NP_003371.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08670
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio