


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Vimentina [Validato Kd] Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08670

Numero articolo: CM0003625



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato KD contro la Vimentina, adatto per Western blot, immunoprecipitazione, immunofluorescenza e immistochimica. Reagisce con la Vimentina umana, di topo e di ratto. Peptide immunogeno dalla regione 367-466 della Vimentina umana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KD] Vimentina Rabbit mAb
Note/Alias	CTRCT30, HEL113, Vimentina, VIM, vimentin, in
Specie	Umana
ID gene (umano)	7431
ID gene	7431
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 367-466 della Vimentina umana (P08670)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P08670
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio