


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Vinculina [Convalidato Kd] Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P18206

Numero articolo: CM0009122



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-Vinculina per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Rileva la vinculina umana, di topo e di ratto. Convalidato KD; adatto per la ricerca sull'adesione cellulare e sulle adesioni focali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Vinculina [Convalidato KD]
Osservazioni/Alias	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114
Specie	Umana
GenelD (Umano)	7414
GenelD	7414
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-258 della Vinculina umana (NP_054706.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P18206
Peso Proteico	124kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio