


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Vinculina Per Wb, If-P, Elisa - P18206

Numero articolo: CM0011431



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Vinculina validato per WB, IF-P ed ELISA. Reagisce con Vinculina umana, di topo e di ratto (Swiss-Prot: P18206). Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, delle adesioni focali e della dinamica del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Vinculin Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; Vinculin
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7414
Gene ID	7414
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 800-900 della Vinculina umana (NP_054706.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P18206
Peso proteico	124kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio