


Anticorpo Monoclonale Anti-Vinculina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P18206

Numero articolo: CM0007505



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Vinculina validato per WB, IHC-P e ELISA. Rileva la vinculina umana, murina e di ratto (P18206). Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare, le adesioni focali e il citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Vinculina Rabbit mAb
Note/Alias	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; Vinculina
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7414
GeneID	7414
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P18206
Peso proteico	124kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio