


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Vinculina Per Wb, If/Icc, Elisa - P18206

Numero articolo: CM0021172



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Vinculina di alta qualità validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Specifico per la vinculina umana, murina e ratto (P18206). Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare e il citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Vinculina Rabbit pAb
Note/Alias	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114
Specie	Umana
GeneID (umano)	7414
GeneID	7414
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-258 della Vinculina umana (NP_054706.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P18206
Peso proteico	124kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio