


Anticorpo Monoclonale Anti-Vip Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01282

Numero articolo: CM0006589



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-VIP ad alte prestazioni per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva il VIP umano, un neuropeptide coinvolto nella vasodilatazione, nella funzione del SNC e nel rilassamento della muscolatura liscia. Ideale per la ricerca neuroscientifica e cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-VIP
Note/alias	PHM27; VIP
Specie	Umano
GenelD (umano)	7432
GenelD	7432
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01282
Peso della proteina	19 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico