

Anticorpo Policlonale Anti-Vipas39 Da Coniglio Per Wb, Elisa - Q9H9C1

Numero articolo: CM0027338

introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio contro la proteina umana VIPAS39 (SPE39, VIPAR). Adatto per Western blot (WB) e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. Utile per lo studio del traffico endosomiale e della polarità epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VIPAS39 Rabbit pAb
Note / Alias	SPE39; VIPAR; SPE-39; VPS16B; hSPE-39; C14orf133; VIPAS39
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	63894
GeneID	63894
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 della proteina umana VIPAS39 (NP_071350.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9H9C1
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio