

Anticorpo Policlonale Anti-Virma/Kiaa1429 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q69Yn4

Numero articolo: CM0020760



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro VIRMA/KIAA1429 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla metilazione m6A e il processamento degli RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VIRMA/KIAA1429 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	MSTP054; fSAP121; KIAA1429
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	25962
ID Gene	25962
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1400-1700 di KIAA1429 umano (NP_056311.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q69YN4
Peso proteico	202 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio