

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Vista/B7-H5/Gi24 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H7M9

Numero articolo: CM0020833



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro VISTA umano (B7-H5/GI24/PD-1H), un recettore negativo dei checkpoint immunitari. Adatto per Western blot, immunoistochimica (paraffina) ed ELISA. Mostra reattività crociata con il ratto. Supporta l'immuno-oncologia e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VISTA / B7-H5 / GI24 pAb di coniglio
Note/alias	VSIR; B7-H5; B7H5; C10orf54; DD1alpha; GI24; PD-1H; PP2135; SISP1; VISTA; recettore immunoregolatore V-set; VISTA / B7-H5 / GI24
Specie	Umano
GeneID (umano)	64115
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-194 di VISTA / B7-H5 / GI24 umano (NP_071436.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	Q9H7M9
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante