


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Proteina Legante La Vitamina D Per Wb, Elisa - P02774

Numero articolo: CM0003669



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che riconosce la proteina legante la vitamina D umana (DBP, GC, GcMAF). Adatto per Western blot ed ELISA; reattivo crociato con topo e ratto. Per la ricerca sul trasporto della vitamina D, lo scavenging dell'actina e la risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-proteina legante la vitamina D
Note/Alias	DBP; VDB; GRD3; VDBG; VDBP; GcMAF; DBP/GC; Gc-MAF; DBP-maf; HEL-S-51; Proteina legante la vitamina D
Specie	Umana
GeneID (Umano)	2638
GeneID	2638
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 305-474 della proteina legante la vitamina D umana (NP_000574.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P02774
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio