


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Proteina Legante La Vitamina D Per Wb, Elisa - P02774

Numero articolo: CM0028263



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per la Proteina Legante la Vitamina D umana (DBP/Gc). Validato per WB ed ELISA, reagisce con DBP umana e murina. Adatto per studi sul trasporto della vitamina D e sulla funzione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio contro la Proteina Legante la Vitamina D
Note/Alias	DBP; VDB; GRD3; VDBG; VDBP; GcMAF; DBP/GC; Gc-MAF; DBP-maf; HEL-S-51; Proteina Legante la Vitamina D
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	2638
ID Gene	2638
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 324-493 della Proteina Legante la Vitamina D umana (NP_001191236.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina
SWISS	P02774
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio