


Anticorpo Policlonale Anti-Vitronectina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04004

Numero articolo: CM0019344



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Vitronectina umana, validato per WB, IHC-P e ELISA; rileva proteine umane, murine e di ratto. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare e la via del complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Vitronectina Rabbit pAb
Note / Alias	VN; V75; VNT; Vitronectin
Specie	Umana
GeneID	7448
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 364-478 della Vitronectina umana (NP_000629.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P04004
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio