


## Anticorpo Monoclonale Anti-Vitronectina (Proteina S, V75) Per Wb, Elisa - P04004

Numero articolo: CM0011606



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato alla Vitronectina umana (Proteina S, V75). Validato per WB ed ELISA. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, dell'inibizione del complemento e della biologia della matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Vitronectina mAb di Coniglio                                                                                                |
| Osservazioni/Alias    | VN; V75; VNT; Vitronectina                                                                                                  |
| Specie                | Umano                                                                                                                       |
| GeneID                | 7448                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 379-478 della Vitronectina umana (P04004). |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                       |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                       |
| SWISS                 | P04004                                                                                                                      |
| Peso Proteico         | 54kDa                                                                                                                       |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                          |