

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Vnn1 Per Wb Ed Elisa - O95497

Numero articolo: CM0028438



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce VNN1 umano (Panteteinasi), adatto per applicazioni di WB ed ELISA, con reattività crociata verso il topo. Utile per studiare il riciclo dell'acido pantotenico e le vie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VNN1 Rabbit pAb
Note/Alias	HDLCQ8; Tiff66; VNN1
Specie	Umano
GeneID (umano)	8876
GeneID	8876
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-415 di VNN1 umano (NP_004657.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	O95497
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio