


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Il Fattore Di Von Willebrand (Vwf) Per Ihc-P, Elisa - P04275

Numero articolo: CM0007546



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il fattore di von Willebrand (VWF) umano per applicazioni IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con l'uomo e il topo; l'immunogeno copre gli aminoacidi 2645-2813. Supporta la ricerca sull'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio per il fattore di von Willebrand (VWF)
Annotazioni / Alias	VWD; F8VWF; von Willebrand factor (VWF)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7450
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 2645-2813 del fattore di von Willebrand (VWF) umano (NP_000543.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P04275
Peso proteico	309kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio