


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fattore Di Von Willebrand (Vwf) Per Wb - P04275

Numero articolo: CM0003056



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio contro il fattore di von Willebrand umano (VWF) è validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con il mouse. Progettato per la ricerca sull'emostasi, si targeting della proteina VWF coinvolta nell'adesione piastrinica e nella stabilizzazione del fattore VIII della coagulazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fattore di von Willebrand (VWF) mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	VWD; F8VWF; fattore di von Willebrand (VWF)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7450
GeneID	7450
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P04275
Peso proteico	309kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio