


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fattore Di Von Willebrand (Vwf) Per Wb/Ihc-P/Elisa - P04275

Numero articolo: CM0013555



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il fattore di von Willebrand umano (VWF), immunogeno costituito dagli amminoacidi 2645-2813. Validato per WB, IHC-P ed ELISA. Adatto alla ricerca sull'emostasi e allo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fattore di von Willebrand (VWF), pAb di coniglio
Note/alias	VWD; F8VWF; fattore di von Willebrand (VWF)
Specie	Umano
GenelD (umano)	7450
GenelD	7450
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2645-2813 del fattore di von Willebrand umano (VWF) (NP_000543.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P04275
Peso della proteina	309 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante