

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Vprbp Per Wb, Elisa - Q9Y4B6

Numero articolo: CM0020493



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la VPRBP umana (DCAF1), un recettore del substrato della ligasi E3 CUL4A-RBX1-DDB1. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata nel topo. Adatto per studi sul ciclo cellulare, sull'epigenetica e sulle interazioni ospite-virus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VPRBP Rabbit pAb
Note/Alias	RIP; VPRBP
Specie	Uomo
ID del gene	9730
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1058-1396 della VPRBP umana (NP_055518.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9Y4B6
Peso della proteina	118kDa/168kDa/169kDa
Spedizione	Borsa refrigerante