

Anticorpo Monoclonale Anti-Vps11 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H270

Numero articolo: CM0003904

introduzione

Anticorpo monoclonale VPS11 di coniglio, validato per applicazioni Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva VPS11 umano e murino, un componente principale dei complessi HOPS/CORVET nel traffico endosomale e nell'autofagia. Ideale per la ricerca IVD e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VPS11 mAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	END1, PEP5, HLD12, RNF108, hVPS11, DYT32, VPS11
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55823
ID Gene	55823
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del VPS11 umano (Q9H270).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9H270
Peso Proteico	108kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio