

Anticorpo Policlonale Anti-Vps13A Per Wb E Elisa - Q96RI7

Numero articolo: CM0019986

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina umana VPS13A (coreina), una proteina di trasferimento lipidico nei siti di contatto degli organelli. Convalidato per WB e ELISA in campioni umani, con un peso molecolare di 360 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	VPS13A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CHAC; BLTP5A; CHOREIN; VPS13A
Specie	Umana
GeneID	23230 (Umano)
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 350-600 della VPS13A umana (NP_150648.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q96RL7
Peso Proteico	360kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio