

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Vps16 Per Wb Ed Elisa - Q9H269

Numero articolo: CM0020319



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro VPS16, validato per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio del traffico endosomiale, dell'autofagia e delle patologie lisosomiali.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | VPS16 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Note/Alias          | DYT30; hVPS16; VPS16                                                                                                          |
| Specie              | Umana                                                                                                                         |
| GeneID (umano)      | 64601                                                                                                                         |
| GeneID              | 64601                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 540-839 di VPS16 umano (NP_072097.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                            |
| SWISS               | Q9H269                                                                                                                        |
| Peso della proteina | 95 kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                            |