

Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Vps18 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q9P253

Numero articolo: CM0003210



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per VPS18 umano, validato per Western blot ed ELISA. Adatto per la ricerca sul traffico endosomiale, autofagia e funzione lisosomiale. Reattività delle specie: umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VPS18 Rabbit mAb
Note/Alias	PEP3; VPS18
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57617
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di VPS18 umano (Q9P253)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9P253
Peso Proteico	110 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio