

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Vps18 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9P253

Numero articolo: CM0023508

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-VPS18 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia la proteina 18 associata all'ordinamento proteico vacuolare, un componente HOPS/CORVET nel traffico lisosomiale. Ideale per la ricerca sull'autofagia e l'endocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VPS18 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PEP3; VPS18
Specie	Umana
ID gene (Umano)	57617
ID gene	57617
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico del VPS18 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9P253
Peso proteico	110 kDa
Spedizione	Sacco refrigerante