


Anticorpo Monoclonale Anti-Vps24 Per Wb - Q9Y3E7

Numero articolo: CM0002997



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro VPS24 umano (CHMP3), validato per WB ed ELISA. Rileva VPS24 umano, di topo e di ratto con un peso molecolare previsto di 25kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VPS24 Rabbit mAb
Note/Alias	NEDF; VPS24; CGI-149
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51652
GeneID	51652
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 65-220 di VPS24 umano (Q9Y3E7).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y3E7
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio