


Anticorpo Policlonale Anti-Vps25 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Brg1

Numero articolo: CM0018127



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro VPS25 umano (subunità ESCRT-II), validato in WB, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio dell'ordinamento endosomiale e della regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VPS25 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DERP9; EAP20; FAP20; VPS25
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84313
GeneID	84313
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-176 del VPS25 umano (NP_115729.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BRG1
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio