


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Vps26A Per Wb, If/Icc, Elisa - O75436

Numero articolo: CM0015666



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-VPS26A convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce VPS26A umano, murino e ratto, un componente chiave del retromer per l'ordinamento e il riciclo del cargo endosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VPS26A Rabbit pAb
Note/Alias	HB58; PEP8A; VPS26; Hbeta58; VPS26A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9559
Gene ID	9559
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 256-327 di VPS26A umano (NP_004887.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O75436
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio