


Anticorpo Policlonale Anti-Vps28 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uk41

Numero articolo: CM0027422



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting VPS28 umano, validato per Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul complesso ESCRT-I e sul traffico vescicolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	VPS28 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	VPS28
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51160
GeneID	51160
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-221 di VPS28 umano (NP_057292.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UK41
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio